

بيان بالأصناف المراد الاستغناء عنها بمستودع ربيع المواد المخبرية بالرياض

الرقم	رقم الصنف	اسم الصنف ووصفه	الوحدة	الكمية
1	2900138	CYTOCENTRIFUGE	EAC	2
2	2400071	جهاز المسح الإشعاعي	EAC	2
3	2400095	جهاز قياس درجة الحرارة بالغرس	EAC	4
4	2600288	جهاز قياس PH	EAC	3
5	2400919	مضخة فراغية	EAC	1
6	2401173	كبينة سحب الغازات	EAC	13
7	2401120	جهاز مجانسة	EAC	1
8	2400707	خضاض عينات	EAC	2
9	2400537	جهاز قياس الرقم الهيدروجيني	EAC	1
10	2400493	جهاز تسخين العينات	EAC	2
11	2900002	LIGHT CYCLER PCR	EAC	1
١٢	2400008	جهاز قياس طزاجة السمك	EAC	1
١٣	2400938	جهاز قياس مطيافية الكتلة	EAC	1
١٤	2400184	ميزان الكتروني	EAC	5
١٥	2400921	جهاز قياس الأس الهيدروجيني	EAC	3
١٦	2600369	حمام مائي	EAC	6
١٧	2400974	جهاز التقطير	EAC	1
١٨	8012355	polarimeter	EE	1
١٩	2400557	جهاز صب البيئات	EAC	2
٢٠	2400593	جهاز غسل الاطباق	EAC	1



الرقم	رقم الصنف	اسم الصنف ووصفه	الوحدة	الكمية
٢١	2900453	جهاز فصل	EE	1
٢٢	2900056	GC-FID	EAC	1
٢٣	7008173	Capillary Electrophoresis	EAC	1
٢٤	2601033	جهاز معامل اللانكسار	EAC	1
٢٥	2900376	ICP Mass Spectrometry (AES)	EAC	1
٢٦	2900012	WATER FILTRATION	EAC	2
٢٧	2400099	جهاز قياس حرارة بالليزر	EAC	1
٢٨	2600331	آلة سحب عينات الحبوب	EAC	1
٢٩	2900225	جهاز تعقيم بالهواء الساخن	EAC	1
٣٠	2600310	جهاز REFRACTOMETER	EAC	6
٣١	2400973	جهاز قياس زمن التفتت	EAC	1
٣٢	2601085	ميزان ٣٥ كم AEADAM	EAC	2
٣٣	2600910	ميزان	EAC	2
٣٤	2900026	حمام مائي Ultrasonic	EAC	1
٣٥	2602018	دولاب طرد الغازات Fume hood	EAC	1
٣٦	2401328	جهاز قياس الحموضة Ph HANN	EAC	1
٣٧	2401175	جهاز مزج العينات	EAC	2
٣٨	2401210	جهاز GCMC وملحقاته	STP	1
٣٩	2401821	جهاز قياس الأملاح الكلية الذائبة	EAC	1
٤٠	2400984	جهاز إستخلاص	EAC	3
٤١	2401815	جهاز تبخير	EAC	1
٤٢	2900127	Direct Mercury Analyzer	EAC	1
٤٣	2900370	DISPENSER-OPUS	حبة	1

الرقم	رقم الصنف	اسم الصنف ووصفه	الوحدة	الكمية
٤٤	2602035	جهاز مقياس الحرارة والرطوبة نوع testo	EAC	23
٤٥	2401010	مجهر OPTIKA	EAC	1
٤٦	2401062	جهاز مزج	EAC	1
٤٧	2401059	فرن	EAC	1
٤٨	2401196	جهاز ماء مقطر	EAC	1
٤٩	2400027	جهاز عد المستعمرات الميكروبية	حبة	1
٥٠	2400146	battery	EAC	1
٥١	2400731	خلاط	EAC	2
٥٢	2900051	drying sterillizer	EAC	1
٥٣	2900045	MagMAX	EAC	1
٥٤	2600011	جهاز الكشف عن الاسماك الطازجة	EAC	1
٥٥	2600917	جهاز ذو قاعدة ضوئية للكشف على الاسماك	EAC	1
٥٦	2602031	ميزان حساس ADAM	EAC	1
٥٧	2000328	ثلاجة مختبر كبيرة	EAC	1
٥٨	2600067	ميزان علاق	EAC	1
٥٩	2900014	FTIR	EAC	1
٦٠	2401778	فريزر EVERmed	EAC	3
٦١	2401012	جهاز تبريد	EAC	1
٦٢	2401136	جهاز خلط العينات	EAC	5
٦٣	2400867	أسطوانات الغاز	EAC	2
٦٤	2401324	جهاز تبخير بواسطة النيتروجين	EAC	1
٦٥	2900164	Vacuum pump	EAC	1
٦٦	2800003	wireless Incubator Sensor	EAC	1

الرقم	رقم الصنف	اسم الصنف ووصفه	الوحدة	الكمية
٦٧	2900118	Pump	EAC	1
٦٨	2900139	ULTRAWAVE SYSTEM	EAC	1
٦٩	2600489	ميزان حساس	EAC	6
٧٠	2600594	جهاز قياس اشعاعي	EAC	1
٧١	2600366	جهاز قياس الحموضة	EAC	7
٧٢	2900068	micropipette	EAC	13
٧٣	2600681	طاحونه	EAC	1
٧٤	2401253	جهاز استخلاص المذيبات متسارع	EAC	2
٧٥	2900009	UV-VIS SPECTROPHOTOMETER	EAC	1
٧٦	2401844	التحريك المغناطيسي	EAC	1
٧٧	9901321	SPECTOR GEL	EE	1
٧٨	2600367	جهاز تعقيم بالهواء الساخن	EAC	1
٧٩	2400023	جهاز كشف اشعاع يدوي	EAC	1
٨٠	2400680	جهاز استخلاص ل PCR	EAC	1
٨١	2600202	فريزر	EAC	1
٨٢	2401265	جهاز هضم	EAC	1
٨٣	2900250	Inductively coupled plasma-mass spectrometer (ICP-MS) جهاز البلازما الحثية المقترنة بمطياف الكتلة	EAC	1
٨٤	2601479	جهاز تقطير للمياه	EAC	1
٨٥	2600721	جهاز تعقيم	EAC	1
٨٦	2400011	جهاز قياس درجة الحرارة بالأشعة	EAC	1
٨٧	2600330	آلة سحب عينات للعينات السائلة	EAC	3
٨٨	2600058	ميكرويف	EAC	5
٨٩	2600362	ميزان الكتروني ٤٢٠٠ g	EAC	1

الرقم	رقم الصنف	اسم الصنف ووصفه	الوحدة	الكمية
٩٠	2400943	جهاز الفصل الكروماتوجرافي للسوائل	EAC	2
٩١	2601022	جهاز تسخين	EAC	6
٩٢	2900236	جهاز تنقية المياه purification water	EAC	1
٩٣	8001199	10x TBE buffer, BIO-RAD	Q1L	1
٩٤	2900047	tempo	EAC	1
٩٥	2401820	جهاز قياس الحموضة والقلوية	EAC	1
٩٦	2600549	قارئ ELIZA	EAC	1
٩٧	2900355	جهاز امتصاص ذري وملحقاته	حبة	1
٩٨	2600374	جهاز فحص الاشعاع محمول	EAC	1
٩٩	2602028	جهاز تعقيم بالبخار ٣٣ لتر	EAC	1
١٠٠	7005858	Nitrogen evaporator	حبة	1
١٠١	2900043	Oven	EAC	1
١٠٢	2900203	خلاط (BLENDER (WARING))	EAC	7
١٠٣	2400089	جهاز قياس الحموضه والقلوية	EAC	1
١٠٤	2400321	ميزان	EAC	3
١٠٥	2600484	جهاز الطرد المركزي	EAC	5
١٠٦	2601357	ثلاجة صغيرة	EAC	1
١٠٧	2602030	جهاز تقدير الحموضة	EAC	1
١٠٨	2602033	ميزان يدوي ٥٠ كيلو	EAC	1
١٠٩	2400996	جهاز تنظيف وتفريغ	EAC	1
١١٠	2400488	ماصة تحكم	EAC	1
١١١	2400586	molecular detection 3M	EAC	1
١١٢	2400950	جهاز المطياف الضوئي	EAC	1

الرقم	رقم الصنف	اسم الصنف ووصفه	الوحدة	الكمية
١١٣	2401297	جهاز تحليل HPLC مع ملحقاته	EAC	1
١١٤	2400991	جهاز الفصل الكروماتوجرافي للغازات - مطياف الكتلة	EAC	1
١١٥	2400994	جهاز فلتره للماء	EAC	2
١١٦	2401252	جهاز تجفيف بالتجميد	EAC	1
١١٧	2400728	ثلاجة	EAC	4
١١٨	2900454	جهاز كشف ميكروبي	حبة	1
١١٩	9901322	ALigilen	EE	1